

# Manual de limpieza y desinfección de bombas de nutrición enteral\*

## ✓ Antes de comenzar:



- **Desenchufe la bomba**, con objeto de evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- **Use guantes y gafas protectoras** durante la limpieza.

## ✓ Limpie y elimine cualquier residuo nutricional de la superficie de la bomba, prestando especial atención al área del sensor en la carcasa superior y los rotores.



- **No sumerja la bomba** en agua. Puede enjuagarse sujetándola debajo de un chorro de agua limpia y caliente.
- **No use limpiadores o desinfectantes agresivos** como acetona, benceno o yodo. Utilice una solución de limpieza suave, diluida y un paño húmedo.
- **No esterilice la bomba** con ETO o en autoclave.

El adaptador no suele requerir limpieza. Si lo desea, puede utilizarse un paño seco o ligeramente húmedo para limpiar su superficie exterior. Asegúrese de que el adaptador esté desconectado de la toma de la pared.

## ✓ Después de la limpieza, desinfecte la bomba. Recomendamos utilizar un desinfectante diluido suave:



- Desinfectantes a base de alcohol siempre que el período de contacto sea corto (menos de 5 minutos). Utilice solo alcohol isopropílico al 70% o desinfectantes a base de alcohol.
- Aceptable también el uso de Metrex Cavacide®, MetriCide®, soluciones de lejía/cloro (5% de cloro o equivalente y 95% de agua) y Antisept N® o equivalente.

Recomendamos reemplazar el sistema de administración de la bomba de nutrición enteral cada 24 horas para mantener la precisión en la administración y prevenir el crecimiento de bacterias nocivas.



Servicio de atención telefónica gratuita: **900 211 088**

\*Este manual debe complementarse con las Instrucciones de Uso para bombas de nutrición enteral

## MÁS INFORMACIÓN EN:



[www.sonda-nutricion.es](http://www.sonda-nutricion.es)



[www.nutriciaprofesionales.nutricia.es](http://www.nutriciaprofesionales.nutricia.es)

